

SIBELMED - äänieriot on suunniteltu SIBEL:n tuotekehitysosastolla käyttäen uusimpia äänieristysmateriaaleja. Eriöiden painoa on pystytty vähentämään ja lisäksi äänieristystä, toiminnallisuutta ja ulkonäköä parantamaan. Eriöiden ulkopinta on pesunkestävää paneelia. Sisäpuoli on hyvin valaistu ja miellyttävä. Hyvän suunnittelun ansiosta eriöiden asennus on nopeaa ja helppoa.



Eriön suunnittelu, valmistus ja jälleenmarkkinointi ovat ISO 9001-laatustandardin ja 93/42/CEE-lääkelaitestandardin mukaisia.

Äänierio S40

Eri mallit:


Koodi	Malli	Toimenpiteet
01634	S40-A	90x90x215 cm *
01636	S40-B	110x110x215 cm
01637	S40-C	125x125x215 cm
01639	S40-D	85x72x187 cm
01640	S40-E	135x135x215 cm **
07107	S40-F	Muut Erityismitat



- Maksimi vaimennus : 47 dB ±3dB @ 10000 Hz
- Yleisvaimennus: Dpw 32 dB ±3dB (Perustuen IEC717-1-standardiin)
- Paino: n. 265 kg *
- Paino: n. 340 kg **
- Erikoismalli vahvistetulla ikkunalla liikuteltaviin kuulonmittaussovelluksiin
- Ilmanvaihto: Passiivinen ilmanvaihto
- Ikkuna: Kaksoiseristetty
- Standardit: IEC 60601-1, ANSI S31, ISO 8253-1
- Virtalähde: 220V 50-60 Hz
- Virrankulutus: 50 W
- Soveltuu kaikkiin audiometreihin



SIBELMED AUDIOMETRIT



(((KUULOPIIRI

Kuulopiiri Oy
 PL 10
 40101 Jyväskylä
 Web: www.kuulopiiri.fi e-mail: info@bernafon.fi

Sibelmed



EN-ISO 13485:2003